

## **PROPOSTA COMERCIAL**

**A**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA**

**PROCESSO Nº. 216/2023 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 02/2023**

**ABERTURA 20/10/2023**

A empresa licitante aceitando integral e irrevogavelmente os termos e condições estabelecidas nas instruções anexas ao documento de referência e seus anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos e normas gerais e específicas aplicáveis, ratificando a vinculação dos encargos estabelecidos, inclusive os acréscimos e supressões, à critério da Administração, apresenta a seguinte PROPOSTA de preço para o objeto licitado, conforme consta neste documento.

Segue a proposta:

<b>#</b>	<b>Descrição</b>	<b>QTD</b>	<b>R\$ UNIT</b>	<b>R\$ TOTAL</b>
01	SENSOR DIGITAL INTRAORAL PARA IMAGENS PERIAPICAISS Tamanho T2 Sensor Digital Intraoral para Imagens Periapicais, com 26 x 36mm de área ativa. Possui um chip CMOS com alto padrão de qualidade de imagem, com 25 pares de linha por milímetro quadrado e uma placa de fibra óptica de última geração que permite uma potencialização na qualidade de imagem. Salva imagens em diversos formatos como TIFF, BITMAP, PNG, DICOM, JPGE. Software de fácil instalação e pode ser instalado em um número ilimitado de máquinas. As atualizações e reinstalações são livres de cobrança. O software possui filtros de imagem, como: brilho, contraste, positivo/negativo, ajuste de gama, histograma, realce de bordas, cores e altorelevo; filtros de edição, como: desenho a mão livre, destaque, selecionar e cortar; ferramenta para odontometria, como: medições lineares, medições angulares, medições em curva, e calibração das medições; além do Odontograma e emissão de relatórios personalizados, gera laudos em pdf e possibilita o envio das imagens por e-mail. Pode ser instalado em usuário único ou em rede. Possui um cabo de 3,0m, parafusado nas costas do sensor, ligado direto ao computador ou notebook e com um grande diferencial de possibilitar a troca em caso de avarias	01	11989,00	1989,00

**D BERLATO & CIA LTDA-ME**  
**CNPJ 12.630.233/0001-57**  
**Insc. Est. 109/0356053**  
**www.dgbsaude.com.br**  
**55 3217 3000**



MARCA ALLIAGE/EAGLE			
MODELO T2			

**PRAZO DE ENTREGA:** CONFORME EDITAL

**PRAZO PARA PAGAMENTO:** CONFORME EDITAL.

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS CONFORME EDITAL

**GARANTIA:** 12 MESES DE FÁBRICA, CONFORME EDITAL

2

**DADOS BANCÁRIOS**

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 1595 - CC 1366-1 - OP 003 (CC)

DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM OS TERMOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS ACATANDO A SUAS DETERMINAÇÕES, BEM COMO, INFORMAMOS QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, INCLUINDO TRANSPORTE, IMPOSTOS, TAXAS E TODOS OS DEMAIS ÔNUS FEDERAIS, ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS INDISPENSÁVEIS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO.

**Santa Maria, 19 de outubro de 2023**

*Dener Gomes Berlato*

**D BERLATO & CIA LTDA**  
**SÓCIO-GERENTE**  
**DENER GOMES BERLATO**  
**CPF 014.856.210-89**

**RG 9088207106**  
**12630233/0001-57**

**D BERLATO & CIA. LTDA. - ME**

Rua Cel. Niederauer, 540 - Loja 04

Centro - CEP 97020-160

**SANTA MARIA - RS**

**Rua Coronel Niederauer, 540 Loja 04 - Centro - Santa Maria/RS**  
**CEP: 97020-160 - Fone/Whats: 55 3217-3000 - dgblitic@gmail.com**

CHEGOU O

# eagle.S

DABI ATLANTE

## MAIS CONFORTO PARA O SEU PACIENTE

Tecnologia de ponta em imagem e conforto para seu paciente para levar seu consultório para o mundo digital

**+**  
**AGORA MAIS FINO**  
CONFORTO PARA O PACIENTE, PRATICIDADE PARA VOCE!

5mm DE ESPESURA

## A EVOLUÇÃO DA SUA IMAGEM



O Eagle.S fornece imagens em alta definição para um diagnóstico mais preciso e, portanto, mais seguro.

Conecta você ao futuro, otimiza o seu fluxo de trabalho com radiografia intraoral e gerencia as imagens dos seus pacientes de forma eficiente.

Economize tempo, dinheiro, impressione seus pacientes e ajude o meio ambiente!

O Eagle.S é compatível com equipamentos de Raios-X disponíveis no mercado e o software é super fácil de usar.


É hora de deixar o analógico para trás e digitalizar a sua clínica.



## BENEFÍCIOS DO EAGLE.S



- FACILITA O ACESSO ENTRE OS PROFISSIONAIS
- EDITE, MANIPULE E SALVE AS IMAGENS
- ECOLOGICAMENTE CORRETO
- PRECISÃO NOS DIAGNÓSTICOS
- REDUZ O CUSTO COM FILMES E PROCESSAMENTO
- OTIMIZA O TEMPO E O ATENDIMENTO
- IMPRESSIONA OS CLIENTES



Tamanho 2:  
área ativa: 26x36mm

Tamanho 1:  
área ativa: 20x30mm

## CARACTERÍSTICAS

### COMPATIBILIDADE

O Eagle.S é compatível com a maioria dos equipamentos de Raios-X Intraoral existentes no mercado.

### LICENÇAS ILIMITADAS

O software que acompanha o Eagle.S vem sem limites de licenças e você pode instalá-lo em vários computadores\*. Salve as imagens em uma pasta na rede e acesse de qualquer lugar.

### COMPARTILHE IMAGENS E DIAGNÓSTICO

Salve imagens em diversos formatos como TIFF, BITMAP, PNG, DICOM, JPGE. Gere laudos em PDF e em instantes compartilhe por email com seus clientes e/ou colegas que vão dar sequência ao tratamento.

### ECONOMIZE TEMPO

Enquanto você leva cerca de cinco minutos para capturar e revelar uma imagem através do sistema analógico, com o Eagle S você leva cerca de 5 segundos.

### ECONOMIZE DINHEIRO

Pare de gastar com filmes e produtos químicos. Eagle.S é a versão mais rentável.

### IMAGENS MAIS NÍTIDAS

Capture imagens de alta definição em tempo real. Com 25 pares de linha (teórico) e avançados recursos de processamento de imagem, você tem a disposição imagens nítidas para o melhor diagnóstico.

### TECNOLOGIA Csi-TL

O Eagle.S possui em seu centilador a tecnologia presente nos tomógrafos de alta definição, o Iodeto de Césio (Csi-TL) para imagens com alto poder de diagnóstico.

### IMAGENS ORGANIZADAS

Cadastre seus pacientes, capture imagens, laude e organize todas as imagens em segundos. Com o Eagle S você pode encontrar, acessar e compartilhar as imagens com total agilidade.

### FÁCIL REPOSIÇÃO DO CABO

O Eagle.S utiliza cabo USB 2.0 de fácil reposição (3 metros de comprimento)\*

### IMPRESSIONE SEUS CLIENTES

O Eagle.S traz o seu consultório para o futuro. Seus clientes ficarão impressionados com sua tecnologia. Demonstre com riqueza de detalhes o tratamento a ser feito e no final, compare as imagens anteriores e posteriores ao procedimento.

### COMPLETO EM RECURSOS

O Eagle.S oferece de maneira amigável uma ampla gama de ferramentas como: rotação, zoom, ajuste de brilho, contraste e gama, positivo/negativo, ajuste de cor, alto-relevo, inserção de texto, setas, círculos, seleção e recorte de áreas, medição de ângulos e segmentos, barra para laudos/diagnóstico, odontograma e comparação de imagens em tela cheia.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS


\*Sistema operacional: Windows 7 Home, Start, Pro (x86 andx64); Windows 8 Pro (x86 andx64); Windows 8.1 Pro (x86 andx64); Windows 10 Home e Pro (x86 andx64) e CPU: Intel Core i3 3.0 GHz ou maior. RAM: 4GB DDR2 SDRAM - HDD: 500 GB ou maior - PCI; NCI; Vídeo; USB Connector: 2X USB 2.0- Monitor: 1024 x 768; Fonte de energia.



Fotos Ilustrativas. A Dabi Atlante reserva-se ao direito de realizar alterações no design e especificações técnicas dos produtos mediante autorização da ANVISA para prosseguir no aperfeiçoamento do mesmo. Digital Sensor: Anvisa 10101139029. 51000000257: Versão - Jan/2023. \* variação de + ou - 0,5m.

# new I|D|A

A EVOLUÇÃO DO SEU OLHAR.



**DABI ATLANTE**



# O FUTURO





CONECTE SEU CONSULTÓRIO AO FUTURO.

JÁ CHEGOU.

E ELE É  
DIGITAL.

# A EVOLUÇÃO DO SEU OLHAR.

A APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA  
NA VIDA MODERNA.





A tecnologia vem transformando a rotina das pessoas.  
Novos hábitos e novas formas de se comunicar  
vêm modificando a nossa maneira de consumir  
e interagir com o que está ao nosso redor.

As câmeras, os smartphones, computadores e  
aplicativos são exemplos de grandes evoluções  
que tornaram a nossa vida mais prática.

E na Odontologia não foi diferente.  
Essas transformações tecnológicas modificaram para  
melhor o modo de como fazemos exames radiográficos.

A radiografia evoluiu para o formato digital,  
e o sensor intraoral é responsável por essa mudança.



POR QUE  
COMPRAR  
UM  
NEW IDA?



new|D|Λ

- Praticidade e velocidade no atendimento de seus pacientes. Não é necessário ocupar o tempo clínico do profissional com a revelação das radiografias;
- As imagens ficam salvas no servidor e protegidas frente à influência do tempo, eliminando a necessidade de arquivamento físico;
- A utilização de uma tecnologia digital na geração de imagens periapicais agrega valor ao tratamento, possibilitando a explanação dos diagnósticos na tela do computador;
- Redução do tempo de de exames periapicais;
- Não necessita da utilização de agentes químicos para o processo de revelação. Não gera resíduos para o meio ambiente;
- A imagem digital facilita o tráfego de informação entre profissionais e entre operadoras odontológicas;
- Acompanha software completo e de fácil utilização para cadastro de clientes, arquivamento e manipulação das imagens.




new|D|Λ

# CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:




- Sensor Intraoral com **tamanho 1, área ativa de 20mm x 30mm**;
- **Compatível** com a maioria dos equipamentos de **Raios X Intraoral**;
- Sensor com acabamento interno em silicone, **mais resistente a quedas**;
- **Cabo de três metros**, possibilitando maior distância entre o sensor e o computador;
- **Cabo de fácil reposição**;
- **Plug and Play**, software de fácil instalação;
- Acompanha **case para transporte**.



**Tipo de Sensor:** CMOS  
**Número de Pixels:** 1000 x 1500  
**Nível de cinza:** 12 bits  
**Resolução:** 25 pares de linha por milímetro





ABAIXO,  
EXEMPLOS DE  
RADIOGRAFIAS  
REALIZADAS  
COM **NEW IDA.**




# CARACTERÍS DO SOFTWARE

- Software com nova interface, intuitivo e de fácil utilização;
- Salva e exporta imagens no formato DICOM;
- Odontograma para fácil visualização e organização dos exames de seus pacientes;
- Importa imagens de outros exames (panorâmicas) e fotos de seus pacientes;
- Permite a comparação entre duas imagens na mesma tela;
- Permite medições precisas nas radiografias;



# ESTATÍSTICAS | RE:

- Permite visualização em tela cheia;
- Ampla conjunto de ferramentas para um melhor diagnóstico: zoom; inversão de cores; alteração de brilho e contraste; delimitação de medidas milimetradas, ângulos, entre outros;
- Elabora laudos radiográficos personalizados, inclua logo e dados de sua clínica;
- Realiza teste das configurações do monitor para uma melhor visualização das imagens;
- Permite o fácil envio das imagens através do e-mail;
- Gerencia todas as imagens de seus pacientes.



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO:

**Sistema Operacional:** Windows 7 (versões - Pro 32-bit; Pro 64-bit; Home; Start). Windows 8 (versões Pro; 8.1 Pro). Windows 10 (versões Pro; 10 Home). **Processador:** Intel I5 3.0GHz ou superior. **RAM:** 2 Gb. **HD:** 500 Gb. **Entrada:** 01 porta USB 2.0 livre.



**DABIATLANTE.COM.BR | 0800 941 5650**

**CONVERSE COM NOSSOS CONSULTORES: ☎ (16) 99994-7842**

**COMPRA PELA LOJA VIRTUAL: LOJADABI.COM.BR**

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA		
<b>CNPJ</b>	55.979.736/0001-45	<b>Autorização</b>	1.01.011-3
<b>Produto</b>	Sistema Radiográfico Digital Intraoral		

## Modelo Produto Médico

DIGITAL SENSOR

EAGLE S

SAEVO SLIM

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	77000001354 rev03.pdf	4441166/22-2 - 18/07/2022 - 05:09
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	77000001540 rev03.pdf	4441166/22-2 - 18/07/2022 - 05:09
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	77000001651 rev01.pdf	4441166/22-2 - 18/07/2022 - 05:09
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	77000001652 rev01.pdf	4441166/22-2 - 18/07/2022 - 05:09
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	77000000504 rev03.pdf	4441166/22-2 - 18/07/2022 - 05:09
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	77000000763 rev03.pdf	4441166/22-2 - 18/07/2022 - 05:09
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	77000000764 rev04.pdf	4441166/22-2 - 18/07/2022 - 05:09

<b>Nome Técnico</b>	Digitalizador de Imagens Radiograficas
<b>Registro</b>	10101139029
<b>Processo</b>	25351.080402/2018-68
<b>Fabricante Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FABRICANTE: ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA - BRASIL</li> </ul>

<b>Classificação de Risco</b>	I - BAIXO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

[Exportar para Excel](#) [Exportar para PDF](#) [Voltar](#)